

Medasept GÉL

Higiénés kézfertőtlenítőszer

Általános leírás

Az egészségügyi intézményekben, vendéglátás területén, közintézményekben, iskolákban és háztartásokban higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható. Kiválóan használható utazás és kirándulás alkalmával. Víz és szappan nélkül használható.

Alkalmazási terület

- Egészségügy területén
- Közintézményekben
- Iskolákban
- Vendéglátás területén

Tulajdonságok

- Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra
- Gyors és kiváló fertőtlenítő hatás
- Alkoholmentes
- Aldehydmentes
- Klorid mentes
- Egyszerű alkalmazhatóság
- Fémeket nem korródeálja.

Hatóanyag: Etanol, Bifenil-2-ol

Hatásspektrum

- Baktericid
- Fungicid
- Virucid (HBV, HIV inaktiváló is)
- Tuberkulocid

Alkalmazási koncentráció és behatási idő

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, amelyet 30 másodpercig alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén. A HBV inaktiváló és tuberkulocid hatás eléréséhez 1 perc behatási időre van szükség.

Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, max 30 °C között 3 évig eltartható.

Figyelmeztetés

- Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
- Nyálkahártyákon nem alkalmazható!
- Elektromos eszközt csak teljes száradást követően szabad alkalmazni!

Engedélyszám: JKF/12717-4/2016

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP, ISO 9001:2008 és ISO 13485 (orvostechikai eszköz) minőségbiztosítási rendszereket működtetünk.

Forgalmazó:

Plum Magyarország Kft.

Tel./Fax: +36 88 326006 / info@plum.hu / www.plum.hu / www.plum24.com

Medasept GÉL